


**CHEGOU O INSERTO *MULTIUSO***

# MICRODESObTURADOR TRINKS

Inserto para remoção de guta percha



## INDICAÇÕES DE USO

**Principal:** *Desobturação de guta percha*

Ponta cônica de diâmetro MICRO reduzido que permite melhor visibilidade em áreas de difícil acesso; Eficiência x resistência; Trabalha em potência de até 30%, dependendo do aparelho;

**Outras possibilidades:**

- Localizar canais extras;
- Remoção de dentina calcificada na entrada do canal;
- Limpeza das áreas de istmo;
- Remoção de interferências de dentina / desgaste controlado (remoção de limas fraturadas);

Produzido em duas versões:

INTEIRIÇO TRI07/TRI07C (A1, A2, A3, A4, A5 ou A6)  
Encaixe é de acordo com a marca e modelo do aparelho

P/ ADAPTADORES TRINKS TRA07/TRA07C



TRA00-L  
TRI00-L



TRA00-F  
TRI00-F

**Características exclusivas dos insertos de Endo TRINKS:**


São os únicos que podem ser pré-curvados antes da utilização.

São confeccionados em aço cirúrgico com tratamento especial

# Lançamento

Brocas Diamantadas FG CH TRINKS

Diamantação Exclusiva



1012 FG  
CH TRINKS



1012HL FG  
CH TRINKS



1014 FG  
CH TRINKS



1014HL FG  
CH TRINKS



1016 FG  
CH TRINKS



1016HL FG  
CH TRINKS




3070 FG  
CH TRINKS



3071 FG  
CH TRINKS



1010HL FG  
CH TRINKS



2082 FG  
CH TRINKS



3082 FG  
CH TRINKS

## ADAPTADORES TRINKS PARA LIMAS

AU01L, AU02L, AU03L, AU04L, AU05L, AU06L

O ENCAIXE E DE ACORDO C/ O MODELO  
E A MARCA DO APARELHO

MONTE UMA PONTA DE ULTRASSOM  
COM LIMAS MANUAIS

DE 31 mm PARA FAZER (PUI) IRRIGAÇÃO  
ULTRASONICA PASSIVA

USANDO OS ADAPTADORES  
PARA LIMAS TRINKS



[www.dentaltrinks.com.br](http://www.dentaltrinks.com.br)  
[endo@dentaltrinks.com.br](mailto:endo@dentaltrinks.com.br)

**PABX.: (11)3902-4750 / 3902-3579**

**WHATSAPP.: (11) 9.4379-2063**